

实验室正常值范围

检测项目		单位	年龄范围	正常值范围	检测方法	数据仪器
血常规 BRT	红细胞计数(RBC)	×10 ¹² /L	NA	4.3-5.8 (男) 3.8-5.1 (女)	仪器法	Abbort CELL-DYN RUBY
	血红蛋白浓度(Hb)	g/L	NA	130-175 (男) 115-150 (女)	仪器法	
	白细胞计数(WBC)	×10 ⁹ /L	NA	3.5-9.5	仪器法	
	血小板计数(PLT)	×10 ⁹ /L	NA	125-350	仪器法	
尿管规 URT	尿糖 (GLU)	mmol/L	NA	阴性	干化学	URITEST 500B
	尿蛋白 (PRO)	g/L	NA	阴性	干化学	
	红细胞计数(RBC)	/HP	NA	0-1	镜检法	
	白细胞计数 (WBC)	/HP	NA	0-3	镜检法	
血生化	谷草转氨酶 (AST)	U/L	NA	15-40 (男) 13-35 (女)	速率法	HITACHI 7180
	谷丙转氨酶 (ALT)	U/L	NA	9-50 (男) 7-40 (女)	速率法	
	总胆红素 (TBIL)	umol/L	2-110 岁	3.4-30.0	重氮法	
	碱性磷酸酶 (ALP)	U/L	10-12 岁	42-362 (男) 51-332 (女)	速率法	
			13-15 岁	74-390 (男) 50-162 (女)		
			16-19 岁	47-119 (女)		
			20-49 岁	35-100 (女)		
			50-110 岁	50-135 (女)		
			19-110 岁	45-125 (男)		
	γ-谷氨酰转移酶 (GGT)	U/L	2-12 岁	3-22 (男) 4-22 (女)	速率法	
			13-18 岁	2-42 (男) 4-24 (女)		
19-110 岁			10-60 (男) 7-45 (女)			
尿素 (Urea)	mmol/L	4-13 岁	2.5-6.0 (男) 2.5-6.0 (女)	尿酶速率法		
		14-19 岁	2.9-7.5 (男) 2.9-7.5 (女)			
		20-59 岁	3.1-8.0 (男) 2.6-7.5 (女)			
		60-119 岁	3.6-9.5 (男) 3.1-8.8 (女)			
肌酐 (CR)	umol/L	NA	45-104	酶法		
尿妊娠	人绒毛膜促性腺激素 (hCG)	NA	NA	阴性	化学分析法 (早孕测试纸)	NA
眼压检查	眼压	mmHg	NA	10-21	非接触式	眼压计